

3D tisk II. generace

nové barvy & materiály & výrobky

▲ Provizorní náhrady

- bezkonkurenční pevnost 107 MPa
- biokompatibilní materiál
- libovolný rozsah
- rychlé, cenově atraktivní a spolehlivé
- EXPRESNÍ dodání do 24 hodin (při přijetí dat do 12:00 hod.)



▲ Modely

- protetické s vyjímatelnými pahýly, gingivou a analogy
- ortodontické s bazí
- navrhne i vyrobíme na základě dat z ordinálních (intraorálních) skenerů
- k dispozici ve dvou barvách – šedá a oranžová
- nejvyšší kvalita provedení
- ultra jemný skenovatelný povrch




▲ Předtvary ze spalitelné pryskyřice

- přesné fixní i snímatelné práce pro zatmelení a odlití (presování)



▲ Implantační šablony a ortodontické dlahy





Vyrábíme z materiálů Nextdent. Více informací na www.nextdent.cz

		Nextdent Model	Nextdent SG	Nextdent Orto Clear	Nextdent CnB MFH	Nextdent Cast	Denture 3D+	Nextdent Gingiva Mask
fixní náhrady	kapna, redukovaná korunka	-	-	-	-	•	-	-
	fasetová korunka	-	-	-	-	•	-	-
	fasetová korunka s retencemi	-	-	-	-	•	-	-
	anatomická korunka	-	-	-	-	•	-	-
	můstek – redukovaný	-	-	-	-	•	-	-
	můstek – fasetový	-	-	-	-	•	-	-
	můstek – fasetový s retencemi	-	-	-	-	•	-	-
	můstek anatomický	-	-	-	-	•	-	-
	třmenová konstrukce můstková	-	-	-	-	•	-	-
	teleskopická korunka – primární	-	-	-	-	•	-	-
	teleskopická korunka – sekundární*	-	-	-	-	•	-	-
	inlay/onlay	-	-	-	-	•	-	-
	estetická faseta	-	-	-	-	•	-	-
	inlayový můstek	-	-	-	-	•	-	-
	adhezivní můstek	-	-	-	-	•	-	-
	kořenová nástavba	-	-	-	-	•	-	-
	zásuvný spoj	-	-	-	-	•	-	-
provizorní	provizorní korunka	-	-	-	•	-	-	-
	provizorní můstek	-	-	-	•	-	-	-
sníma- telné	celková snímatelná náhrada	-	-	-	-	-	•	-
	skelet	-	-	-	-	•	-	-
modely	protetický model	•	-	-	-	-	-	-
	ortodontický model	•	-	-	-	-	-	-
	chirurgický model	•	-	-	-	-	-	-
implantáty	abutment	-	-	-	-	•	-	-
	šroubovaná korunka	-	-	-	-	•	-	-
	šroubovaný můstek	-	-	-	-	•	-	-
	šroubovaný třmen	-	-	-	-	•	-	-
	implantační šablona	-	•	-	-	-	-	-
	gingivální maska	-	-	-	-	-	-	•
dlahy	neviditelná rovnátka	-	-	•	-	-	-	-
	retenční dlahy	-	-	•	-	-	-	-
	zub (pro autotransplantaci)	-	-	-	•	-	-	-

MKTG1903

Microdent LAB s.r.o., 5. května 521, 511 01 Turnov, +420 603 981 534, info@microdent.cz, www.microdent.cz